



**SCITECH**<sup>®</sup>

Innovation for Life



V A S C U L A R

Cateter Balão para acomodação

**Giant** **AT**  
Abdominal / Torácica

Cateter Balão para acomodação

**Giant** AT  
Abdominal / Torácica

### Indicações

Para acomodação de endoprótese:  
Abdominal e Torácica



### Diâmetro:

10mm a 46mm

### Perfil:

12F

### Fio Guia Compatível:

0,035"

### Características:

Duas marcas radiopacas nas extremidades

Rápida insuflação e desinsuflação

Tipo: OTW

Material do balão: Poliuretano

Comprimento do cateter: 100cm

Código	Descrição	Comp.	Diâmetro	Perfil
110845	Cateter de Dilatação Giant-AT	100cm	10-46mm	12F
112022	Cateter de Dilatação Giant-X AT	100cm	10-46mm	12F